



**TOUCHBeauty**

## Cream Booster

**DE:** Der Cream Booster von TOUCHBeauty reinigt die Poren für eine glatte und strahlende Haut.

**Tiefe Gesichtereinigung:** Der Einsatz positiver Ionen auf der Haut hilft hartnäckige Unreinheiten aus den Poren zu ziehen und die Haut zu reinigen.

**Verbesserte Absorption:** Negative Ionen haben die Kraft, die Absorption Ihrer Lieblingscreme oder Ihres Lieblingsserums zu fördern und zu maximieren, indem sie Nährstoffe tief in die Hautschichten transportieren.

**Hautbildoptimierung:** Die Gelblichttherapie zielt auf Pigmentierung und Sonnenflecken ab. Das Licht hat eine beruhigende und besänftigende Wirkung auf die Haut. Die Lichttherapie ist schmerzlos und nicht invasiv.

**Massage:** Der Ionen +/- Modus ist mit einer Schallvibration ausgestattet, die dazu beiträgt, die Behandlung zu intensivieren und gleichzeitig eine entspannende Gesichtsmassage zu bieten. Sie trägt dazu bei, Stress abzubauen und die Entspannung zu fördern.

**FR:** La crème Booster de TOUCHBeauty nettoie les pores pour une peau lisse et éclatante.

**Un nettoyage profond du visage:** L'utilisation d'ions positifs sur la peau aide à éliminer les impuretés tenaces des pores et à nettoyer la peau.

**Meilleure absorption:** les ions négatifs ont le pouvoir de favoriser et de maximiser l'absorption de votre crème ou sérum préféré en transportant les nutriments en profondeur dans les couches de la peau.



**Amélioration de la texture de la peau:** la luminothérapie jaune cible la pigmentation et les taches solaires. La lumière a un effet calmant et apaisant sur la peau. La luminothérapie est indolore et non invasive.

**Massage:** le mode ion +/- est équipé de vibrations sonores, ce qui permet d'intensifier le traitement tout en offrant un massage facial relaxant. Elle contribue à réduire le stress et à favoriser la détente.

**EN:** The Cream Booster from TOUCHBeauty cleanses the pores for smooth and radiant skin.

**Deep facial cleansing:** The use of positive ions on the skin helps to remove stubborn impurities from the pores and cleanse the skin.

**Improved absorption:** Negative ions have the power to promote and maximize the absorption of your favorite cream or serum by

transporting nutrients deep into the skin layers.

**Optimized skin texture:** Yellow light therapy targets pigmentation and sun spots. The light has a calming and soothing effect on the skin. Light therapy is painless and non-invasive.

**Massage:** The ion +/- mode is equipped with a sound vibration that helps to intensify the treatment while providing a relaxing facial massage. It helps to reduce stress and promote relaxation.



Artikel-Nr. N° d'article Product no.	Youtube-Video	Timer	Aufladelaabel (USB) Cable de chargement (USB) Recharging cable (USB)	Batterie Batterie Bateria Battery	Abmessungen, LxBxH, cm Dimensions, LxPxH, cm Dimensions, LxWxH, cm	Einzelverpackung, LxBxH, cm Emballage individuel, LxPxH, cm Unit packaging, LxWxH, cm	Netto-/Bruttogewicht, g Poids net/brut, g Weight net/gross, g	Verpackungseinheit Unité de conditionnement Packaging unit	EAN-Code 69710249, ...	UVP CHF PVC CHF SIP CHF RRP CHF
TB-1385		■	■	Li-ion 3.7V 500mAh	16x4x4.8	11.3x4.9x20.5	98 / 240	24	20381	<b>49.00</b>