



**TOUCHBeauty**

## Ultrasonic scrub device

**DE:** Ein Ultraschallgerät mit Ultraschallzerstäubungstechnologie. Dieses Gerät eignet sich optimal um abgestorbene Haut abzuschälen, Mitesser zu entfernen und die Haut zu reinigen. TB-1769 verfügt über einen sanften und sicheren, hypoallergenen Edelstahl-Spachtel mit zweiseitiger Klinge. Eine Seite zur Reinigung und zum Peeling der Haut, die andere Seite zum Massieren des Gesichts.

Das Gerät erzeugt bis zu 26000 Schallvibrationen pro Sekunde, um die Haut effizient zu reinigen und zu peelen, verfügt über fünf einstellbare Vibrationsmodi zur Anpassung an die unterschiedlichen Hautbedürfnisse. Die Verwendung zur Massage der Haut kann die Blutzirkulation und damit die Absorption von Hautpflegeprodukten, wie Cremes und Seren, erhöhen.

**Tipp:** Entfernen Sie vor dem Gebrauch zuerst Make-up und reinigen Sie die Haut.

**FR:** Un appareil à ultrasons avec une technologie de nébulisation ultrasonique. Cet appareil est idéal pour décoller les peaux mortes, enlever les points noirs et nettoyer la peau. La TB-1769 possède une spatule en acier inoxydable hypoallergénique, douce et sûre, avec une lame à double face. Un côté pour nettoyer et exfolier la peau, l'autre côté pour masser le visage.




L'appareil génère jusqu'à 26 000 vibrations sonores par seconde pour nettoyer et exfolier efficacement la peau. Il dispose de cinq modes de vibration réglables pour s'adapter aux différents besoins de la peau. L'utilisation pour le massage de la peau peut augmenter la circulation sanguine et donc l'absorption de produits de soins de la peau tels que les crèmes et les sérums.

**Conseil :** démaquillez-vous et nettoyez la peau avant de l'utiliser.

**EN:** An ultrasonic device with ultrasonic nebulization technology. This device is ideal for peeling off dead skin, removing blackheads and cleaning the skin. TB-1769 has a gentle and safe hypoallergenic stainless steel spatula with a double sided blade. One side is for cleansing and exfoliating the skin, the other side is for massaging the face.

The device generates up to 26 000 sound vibrations per second to efficiently cleanse and exfoliate the skin, has five adjustable vibration modes to suit different skin needs. Using it to massage the skin can increase blood circulation and thus the absorption of skin care products such as creams and serums.

**Tip:** Remove make-up and cleanse the skin before use.



Artikel-Nr. N° d'article Product no.	Youtube-Video	Timer	Aufladelaabel (USB Typ C) Câble de chargement (USB Type C) Recharging cable (USB Type C)	Batterie Batterie Battery	Abmessungen, LxBxH, cm Dimensions, LxPxH, cm Dimensions, LxWxH, cm	Einzelverpackung, LxBxH, cm Emballage individuel, LxPxH, cm Unit packaging, LxWxH, cm	Netto-/Bruttogewicht, g Poids net/brut, g Weight net/gross, g	Verpackungseinheit Unité de conditionnement Packaging unit	EAN-Code 69710249, ...	UVP CHF PVC CHF SIP CHF RRP CHF
TB-1769			■	Li-polymer 3.7V 1050 mAh	10.9x5.1x2.8	16.3x5.1x2.4	316/442	24	21968	<b>299.00</b>